

# Fiche de musique 203T



## Compositeur d'un jour

### Les défis à réaliser:

- ° Exercer les fonctions d'enregistrement dans le logiciel de séquence.
- ° Exploiter les TIC (méthode).

### Le déroulement :

#### L'ouverture

1. Sélectionner la chemise "**documents**" sur le bureau de l'ordinateur.
2. Cliquer sur le fichier "**203T**".
3. Cliquer sur le bouton "**OK**" dans la fenêtre qui vient d'apparaître.
4. Dans la colonne «**Chnl**», cliquer dans l'encart «**A-**». Une fenêtre apparaît. Sélectionner le canal 1 et cliquer sur **OK**.



5. Dans la colonne «**Prg**», sélectionner un instrument, se référer à la liste d'instruments.






6. Mettre le clavier sous tension en utilisant le bouton "**Off/On**" placé en haut à gauche du clavier.
7. Dans la fenêtre de «**Track Editor**», cliquer dans l'encart «**R**» à la jonction de la piste 1 «**Tk**». Un petit cercle rouge apparaît.



S'il est déjà là, passer à l'autre étape.

8. Dans la fenêtre «**Transport**», cliquer sur le bouton «**Click**». Il deviendra noir.
9. Avant d'enregistrer, improviser ou jouer quelques notes pour vérifier si la sélection de l'instrument est le bon.

#### La production

10. Pour enregistrer, cliquer sur le bouton à droite du «**Stop**» dans la fenêtre «**Transport**», identifié par un cercle rouge.  À ce moment quatre pulsations à la batterie se font entendre et l'enregistrement commence. Jouer au clavier en suivant la pulsation. Pour arrêter d'enregistrer, cliquer sur le bouton «**Stop**». 
11. Pour faire l'écoute de l'enregistrement, cliquer sur le bouton «**Play**».  Critiquer l'enregistrement et sauvegarder le si vous en êtes satisfait.
12. Pour effacer ton enregistrement, cliquer dans le menu «**Edit**» et sélectionner «**Undo Record**». Enregistrer une autre mélodie.
13. Pour quitter, sélectionner «**Quit**» dans le menu «**File**» et cliquer «**No**» dans la fenêtre qui apparaît.



### Le matériel requis :

- Le fichier "**203T**"
- Le cahier d'exercices
- La feuille des fenêtres "**203T**"